


キャンペーン期間 2026年3月末まで

融点測定装置 M-565/M-560 セットキャンペーン

実は難しくて手のかかる融点測定をサポート!

■融点本体セット(下記A~Cセット)と同時購入で"専用アクセサリー"がお得に!





メノウ乳鉢と乳棒 品番:041867-C 標準価格:¥83,000

***ンペーン価格 **¥60,000** (税込¥66,000) プリンター SP712 M-565/560用

品番:11069766-C

標準価格: ¥395,000

¥280.000(税込¥308.000)


ミニPCキーボード M-565/560用

品番:029508-C

標準価格: ¥105,000

キャンペーン価格

¥76,000(稅込¥83,600)



■目的に応じて選べるセットが特別価格に!

融解動画や融解曲線をPCに取り込みたい!





融点測定装置M-565



サンプルローダー



融点モニターソフトウェア

品番:11060700-C

内容:融点測定装置M-565

サンプルローダー

融点モニターソフトウェア(PC別売)

標準価格: ¥2,970,000

キャンペーン価格

¥1,990,000

(税込¥2,189,000)



融点の自動検出で測定の効率化を図りたい!





融点測定装置M-565



サンプルローダー

品番:051998-C

内容: 融点測定装置 M-565 サンプルローダー

標準価格: ¥2,750,000

キャンペーン価格

¥1,780,000

(税込¥1,958,000)



目視のみで融点を測定したい!



融点測定装置M-560



サンプルローダー

品番:11067520-C

内容: 融点測定装置 M-560 サンプルローダー

標準価格: ¥1,790,000

キャンペーン価格

¥1,110,000

(税込¥1,221,000)

融点測定装置の検出器の歴史

シリコンオイル



光透過法



*B-545/540 のサポートは 2020年末を もって終了い たしました。

1 (2)

光反射法(画像解析法)

B-545(旧型)

M-565(現行機種)

	_		
融点の測定原理	目視(マニュアル)*	目視(マニュアル)* 光透過法(自動)	①目視(マニュアル)*②光反射法/画像解析法(自動)
操作メニューの日本語表示	_	×	0
管理者パスワードの設定	×	×	○(オプション)
PCへの結果転送	×	Δ	0
自動測定における誤測定の 発生頻度	_	サンプルにより可能性あり (理由:光透過法のため)	少ない (理由:目視と同様の画像解析のため)

^{*}目視について:日本薬局方では「肉眼的に観察」することの重要性に触れています。ビュッヒの融点測定装置はサンプルを直接観測 できる窓により「肉眼的に観察」することができ、多くのユーザー様にご使用いただいております。

選べるLIMS接続方法

①中継器を使用



中継器 (接続ツール)



②ソフトウェアを使用





ご相談ください!

LIMS接続の詳細やDIなど



動画でCheck!

融点測定装置M-565参考動画




意外! 融点測定は実は難しい

公定法で『融点測定』を調べると『崩壊点』や『分解』という表記が出てきます。一般的に 熱に弱い化合物はたくさんあります。"融けずに焦げてしまう"のはその一例です。焼き魚 や焼鳥と野菜の焦げ方が異なるように、化合物の分解の仕方もさまざまです。

融点測定装置は、化合物が融けて透明になる温度を測定するよう設計され ています。光透過法では、右図のように黒くなるサンプルは測定できません。 ビュッヒは旧型のB-545の販売を通じてこのことに気づきました。

「融点測定は難しい」と言われるお客様は実に多くいらっしゃいます。 ぜひ弊社にご相談ください。





Quality in your hands

製品のご用命は…

取扱販売店

柴田科

社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6 東京営業所 **公**03-3822-2111 大阪営業所 **公**06-6362-7321 名古屋営業所 ☎052-263-9310 福岡営業所 ☎092-433-1207 マーケティング課 ☎048-933-1574

https://www.sibata.co.jp/

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用) 00 0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- ・このカタログに記載の価格および仕様、外観は2025年9月現在のものです。 ・製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 ・カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- ・本カタログに記載以外の、運送費、設置費などについては別途お問い合わせください。 ・追加アクセサリーや仕様についてご不明な点は別途お問い合わせください。
- で使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- ・ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。 ・有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。



